



**DÉSINFECTANT LARGE SPECTRE POUR UNE
DÉSINFECTION OPTIMALE EN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE,
COUVOIR ET CAMION DE TRANSPORT**

Produit
Sélectionné par
GEOSANE



OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

- Non corrosif pour la matériel et carrosserie des véhicules
- Ne contient pas de formaldéhyde
- Plage de température peut-être utilisé entre 4 et 60°C.
- Stabilité : la solution de 0,5 à 1 % reste stable pendant 4 semaines.
- Très bonne qualité de mousse

COMPOSITION

- 78 g / L didécyl diméthyl ammonium chloride
- 170,6 g/L alkyl diméthyl benzyl ammonium chloride
- 107,2 g/L glutaraldéhyde
- 10 % isopropanol
- Pinoil
- Agent mouillants
- Inhibiteurs de corrosion

MODE D'UTILISATION

Technique de désinfection	Dosage	Temps de contact	Mode d'utilisation	Observation
Désinfection de surfaces sols, murs, abreuvoirs	1 %	15 min	Par pulvérisation, par canon à mousse ou par basse pression	3 m ² de surface seront désinfectés avec 1 litre de solution
Désinfection d'ambiance	0,75 litre pour 1000 m ³ dans 4 L d'eau	15 min	Par thermonébulisateur durée souhaitée = 1 h	Ne thermonébuliser que dans des locaux vides
Pédiluve humain	0,5%	15 min	Passage obligatoire à l'entrée de chaque bâtiment	Renouveler la solution au minimum 2 x par semaine ou chaque jour en cas de grande fréquentation.



Produit
Sélectionné par
GEOSANE



RÉGLEMENTAIRE

TP3 Homologué pour la désinfection des logements des animaux, matériels de transport d'élevage

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

pH à 1 % : 5,7

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation.

Lors de l'utilisation de **VIROCID**, il est indispensable de revêtir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés:



Combinaison chimique
type 4 à usage unique.



Gants nitrile EN 374 (à
changer tous les 5 ans ou des
l'apparition de signes d'usures)



Masque-complet ou demi
masques avec les cartouches
ABEK P



Lunettes de protection



385 allée du Lyonnais - 26 300 BOURG DE PÉAGE - 04 75 72 73 12 - accueil@geosane.fr

Bidon

5L

10L

20L

Fût

60L

200L